

VENUS 4 SPORT LUCHTBANDEN

binnenscooter

■ Lengte :	1060 mm
■ Breedte :	560 mm
■ Hoogte :	900 mm
■ Grond-voetplaat :	140 mm
■ Batterij :	2x12V-20 Ah
■ Actieradius :	18 km"
■ Snelheid :	6 km/u
■ Gewicht :	56,15 kg
■ Gewicht zonder batterij en zetel :	34,5 kg
■ Gebruikersgewicht :	115 kg
■ Kleur :	rood



VENUS 4 Sport is een scooter met vier wielen voor binnen- en buitengebruik. **DELTA STUUR** en **LUCHTBANDEN** zorgen voor extra rijplezier. Net zoals de gewone Venus 4 Sport is ook dit model demonteerbaar in 4 delen zonder nood aan extra gereedschappen.



VENUS 4 SPORT

■ Lengte :	1040 mm
■ Breedte :	550 mm
■ Hoogte :	900 mm
■ Grond-voetplaat :	160 mm
■ Batterij :	2x12V-20 Ah
■ Actieradius :	18 km"
■ Snelheid :	6 km/u
■ Gewicht :	55,9 kg
■ Gewicht zonder batterij en zetel :	34,25 kg
■ Gebruikersgewicht :	115 kg
■ Kleur :	zilvergrijs



SEDNA PREMIUM

VOUWSCOOTER

■ Lengte :	960 mm
■ Breedte :	530 mm
■ Hoogte :	870 mm
■ Batterij :	24V - 10,5 Ah
■ Actieradius :	14 km"
■ Snelheid :	6 km/u
■ Gewicht :	31,6 kg
■ Gewicht zonder batterij :	28,3 kg
■ Gebruikersgewicht :	115 kg
■ Kleur :	rood
■ Standaard armsteunen en draaibare zit :	
■ Opties :	winkelnetje



Optioneel boodschappennetje



SEDNA is de perfecte meeneembare scooter die je kan opvouwen in 1 enkele beweging. Voet op het pedaal, duwen, vergrendelen en meenemen. Tevens voorzien van een draaibare zit met wegklapbare en aanpasbare armsteunen met zijdelingse reflectoren en een uitneembare lithium batterij met anti-diefstal slot en luchtbanden.



Duidelijke en eenvoudige besturing



Luchtbanden voor een aangename rijcomfort

ONE

binnenscooter

■ Lengte :	1030 mm
■ Breedte :	490 mm
■ Hoogte :	880 mm
■ Grond-voetplaat :	110 mm
■ Batterij :	2x12V - 15 Ah
■ Actieradius :	16 km"
■ Snelheid :	8 km/u
■ Vermogen :	270W
■ Gewicht :	44,9 kg
■ Gebruikersgewicht :	136 kg
■ Kleur :	blauw / groen rose / oranje



Volledig demonteerbaar zonder extra gereedschappen



Dankzij de kleine draaicirkel is **ONE** scooter een perfecte compact indoor scooter voor dagelijks uitstapjes naar de supermarkt, het navigeren in kleine ruimtes of je eigen woning. Doordat hij volledig demonteerbaar is, kan je hem eenvoudig opbergen of meenemen op reis. Andere troeven zijn een roterende stoel, een led batterij display en een aanpasbare armsteun.

Bepaal je eigen look met 4 inbegrepen verwisselbare kleuren.

ONE AIR+

binnenscooter

■ Lengte :	1030 mm
■ Breedte :	490 mm
■ Hoogte :	880 mm
■ Grond-voetplaat :	110 mm
■ Batterij :	2x12V - 25 Ah
■ Actieradius :	30 km"
■ Snelheid :	8 km/u
■ Vermogen :	270W
■ Gewicht :	50 kg
■ Gebruikersgewicht :	136 kg
■ Kleur :	blauw / groen rose / oranje



25 AH batterij voor een grotere actieradius



Uitgerust met een **25A** batterij en **luchtbanden** met een rijafstand tot wel **30 km** !

Bepaal je eigen look met 4 inbegrepen verwisselbare kleuren.



Eenvoudig mee te nemen in bijna elk type van wagen.

SCOOTERS



Algebeeld model enkel ter illustratie. Sommige zaken kunnen optioneel zijn.



NV VERMEIREN nv
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België - Tel.: 03-620 20 20 - Fax: 03-666 48 94
info@vermeiren.be - www.vermeiren.be

VU.: VERMEIREN Group, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - België - 04/2024

** Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca.15%).

CARPO 4 buitenscooter

■ Lengte :	1450 mm
■ Breedte :	660 mm
■ Hoogte :	1350 mm
■ Grond-voetplaat :	200 mm
■ Batterij :	2x12V-80Ah
■ Actieradius :	50 km**
■ Snelheid :	15 km/u
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	champagne



CARPO 4D

- ✓ LCD scherm
- ✓ 80 Ah batterijen
- ✓ Grize kleur

■ Lengte :	1450 mm
■ Breedte :	660 mm
■ Hoogte :	1350 mm
■ Grond-voetplaat :	200 mm
■ Batterij :	2x12V-80Ah
■ Actieradius :	50 km**
■ Snelheid :	15 km/u
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	grijs



CARPO 3D buitenscooter

■ Lengte :	1400 mm
■ Breedte :	660 mm
■ Hoogte :	1350 mm
■ Grond-voetplaat :	200 mm
■ Batterij :	2x12V-80Ah
■ Actieradius :	50 km**
■ Snelheid :	15 km/u
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	grijs
■ LCD display	
■ Kilometer teller	



CARPO 2 SE

■ Lengte :	1535 mm
■ Breedte :	660 mm
■ Hoogte :	1390 mm
■ Grond-voetplaat :	210 mm
■ Batterij :	2x12V-80Ah
■ Actieradius :	45 km**
■ Snelheid :	15 km/u
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	zilver / rood
	olijfgroen / ivoor



MERCURIUS 4D buitenscooter

■ Lengte :	1440 mm
■ Breedte :	680 mm
■ Hoogte :	1360 mm
■ Grond-voetplaat :	165 mm
■ Batterij :	2x12V-80Ah
■ Actieradius :	40 km**
■ Snelheid :	15 km/u
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	champagne

VERLENGDE ACTIE
Verkrijgbaar in 3 extra kleuren zoals **ROOD**, **GRIJS** of **BLAUW**. Profiteer ervan en vraag ernaar bij uw lokale verdeler.

ERIS

binnen - buitenscooter

■ Lengte :	1185 mm
■ Breedte :	570 mm
■ Hoogte :	1150 mm
■ Grond-voetplaat :	145 mm
■ Batterij :	2x12V-38Ah
■ Actieradius :	30 km**
■ Snelheid :	10 km/u
■ Gebruikersgewicht :	140 kg
■ Kleur :	zilver / rood
	olijfgroen / ivoor

OPTIE

50 Ah batterijen
Actieradius:
37 km**

CERES 4 Deluxe binnen - buitenscooter

■ Lengte :	1310 mm
■ Breedte :	610 mm
■ Hoogte :	1160 mm
■ Grond-voetplaat :	150 mm
■ Batterij :	2x12V-38Ah
■ Actieradius :	35 km**
■ Snelheid :	12 km/u
■ Gebruikersgewicht :	135 kg
■ Kleur :	champagne

OPTIE

50 Ah batterijen
Actieradius:
40 km**

CERES SE 10 km/u

■ Lengte :	1300 mm
■ Breedte :	620 mm
■ Hoogte :	1280 mm
■ Grond-voetplaat :	175 mm
■ Batterij :	2x12V-38Ah
■ Actieradius :	35 km**
■ Gebruikersgewicht :	140 kg
■ Kleur :	rood / zilver
	olijfgroen / ivoor

OPTIE

50 Ah batterijen
Actieradius:
48 km**

CERES SE 15 km/u

- Batterij : 2 x 12V - 50 Ah
- Actieradius : 30 km**

OPTIES



Opties	1	2	3	4	5	6	7	8
Venus 4 sport			●	●		●		
Sedna								
One							●	
Carpo 4	●	●	●	S	●	●	●	●
Carpo 3D	●	●	●	S	●	●	●	●
Carpo 4D	●	●	●	S	●	●	●	●
Carpo 2 SE	●	●	●	S	●	●	●	●
Mercurius 4D	●	●	●	S	●	●	●	●
Ceres 4 Deluxe	●	●	●	S	●	●	●	●
Ceres SE	●	●	●	S	●	●	●	●
Eris				S		●		

S : standaard - ● : compatibel



Scooter regencover - Nieuw ontwerp

De MOVO regencover is eenvoudig monteerbaar dankzij het excellente kwaliteitsdesign. Hij biedt bescherming tegen zon, regen, koude en wind terwijl de ventilatie optimaal blijft.

Dankzij z'n unieke opvouwbare cabine hoeft u hem niet te demonteren. Afhankelijk van het weer, kan je de positie van het dak aanpassen. Twee-in-één dus, regencover en cabine dankzij MOVO*. Compatibel met de scooter modellen Mercurius, Ceres and Carpo.

* Niet compatibel met andere opties



Supersnelle installatie • Eenvoudig te installeren
Compact design • Ultra-licht