

Eagle 620/625

Patiëntenlift



De Vermeiren patiëntenlift werd ontworpen om een reeel comfort te bieden zowel voor de patient tijdens transfers alsook voor de verzorger.

De patiëntenliften Eagle 620 en Eagle 625 zijn uitgerust met een Linak HB7X motor en voorzien van een batterij met ongeveer 45 liftbeurten per laadbeurt.



Optie: weegschaal

Gebruikersgewicht
Eagle 620 : 150 kg
Eagle 625 : 175 kg


Plooibaar model: eenvoudig op te bergen

Tilbanden

TILBAND met TOILETUITSPARING

beschikbaar in
 M - L - XL uitvoering


	A	B	C	D
M	740	220	580	410
L	780	260	660	470
XL	860	310	710	500



TILBAND met HOOFDSTEUN

beschikbaar in
 M - L - XL uitvoering


	A	B	C	D	E
M	750	350	470	270	400
L	820	380	490	400	400
XL	900	430	590	400	400




STANDAARD TILBAND

beschikbaar in
 M - L - XL uitvoering

	A	B	C	D
M	740	370	430	400
L	790	420	480	430
XL	850	480	520	450



Hoge kwaliteitswielen van 100 mm voor een perfecte wendbaarheid thuis of in een verzorgingstehuis.



Model

620	1740	1115	550	1035	580-1600	480	37	150
625	1840	1290	680	1225	650-1730	480	42	175

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.