

# Bretagne

## Relaxsessel



Der Stuhl Bretagne ist ein bequemer Relaxsessel von VERMEIREN. Er kann in jedem Raum aufgestellt werden und sorgt für eine frische und wohnliche Atmosphäre. Dieser komfortable Stuhl wurde mit einem luxuriösen Touch versetzt. Er ist vollständig anpassbar und für jeden Geschmack und Stil geeignet.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Komfort

Der Sessel Bretagne ist mit oder ohne Räder erhältlich. Die Räder verfügen über Bremsen um den Stuhl zu blockieren. Bei dieser Ausführung ist standardmäßig eine Schiebbestange an der Rückenlehne angebracht, sodass der Sessel bequem und sicher bewegt werden kann. Der Sessel Bretagne ist in verschiedenen Holz- und Bezugsfarben erhältlich. Diese können nach Belieben kombiniert werden. Auf diese Weise können Sie den idealen Stuhl für Ihr Interieur kreieren.



## Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

**VERMEIREN** ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

## Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Bretagne** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

### Bezug



### Rahmen



## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	620 mm
■ Gesamthöhe	1180 mm (1260 mm*)
■ Gesamtlänge	880 mm
■ Neigung der Rückenlehne	13° - 45° mm
■ Sitzbreite	500 mm
■ Höhe Armlehnen	150 - 210 mm

■ Sitzhöhe	505 mm (555 mm*)
■ Höhe Rücken	750 mm
■ Sitztiefe	480 mm
■ Gewicht	32,5 kg (34,75 kg*)
■ Maximales Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

\* Mit Rädern. Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

## VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz

[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
[info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)



Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.