

EXTREEM-LICHTGEWICHT, EENVOUDIG EN COMFORTABEL

Compartimentscheiding
beperkt onderuit schuiven

Gelijkmatige drukverdeling
over het zitoppervlak

Automatisch ventiel



Luchtventiel voor automatische aanpassing aan lichaamsvorm en gewicht

Indeling in twee compartimenten beperkt onderuit schuiven

Eenvoudig te reinigen en desinfecteren

De Vicair Liberty Profile ST is een eenvoudig en comfortabel (rolstoel) zitkussen. Het is ontworpen voor gebruikers die op zoek zijn naar comfort en een geringe tot gemiddelde mate van lichaamsondersteuning en decubituspreventie. Het kussen is klaar voor gebruik, regenbestendig en de twee compartimenten zorgen voor een gelijkmatige drukverdeling. Daarnaast is het ook nog eens extreem-lichtgewicht. Dit alles maakt het een ideaal kussen voor incidenteel gebruik in diverse situaties.

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus	▲▲▲▲△
Herverdeling druk	▲▲▲▲△
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲△
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲△
Schok- en trildemping	▲▲▲▲△

Positioneren	▲▲▲▲△
Laterale stabiliteit	▲▲▲▲△
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲△
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲△
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲△
Transfer-gemak	▲▲▲▲△

Onderhoud & Veiligheid	▲▲▲▲△
Duurzaamheid	▲▲▲▲△
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲△
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲▲△
Hoeveelheid onderhoud	▲▲▲▲△
Hygiëne	▲▲▲▲△

Functionaliteit & Toepassing	▲▲▲▲△
Comfort	▲▲▲▲△
Laag kussengewicht	▲▲▲▲△
Beschikbare maten	▲▲▲▲△
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲△
Lage zithoogte	▲▲▲▲△
Automatische aanpassing	▲▲▲▲△

TE GEBRUIKEN BIJ

Osteoartritis/artritis, reuma, spondylitis, pijnverlichting, mobiliteitsproblemen, in een geriatrische omgeving.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hoogte	5 cm
Gemiddeld gewicht	350 gram
Max. gebruikersgewicht	150 kg

KUSSENMATEN

- Standaard
- Niet verkrijgbaar

Inch	breedte										
	14	15	16	17¼	18	19	20	21	22	23	24
CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
15	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
16	40	43	45	48	50	53	55	58	60		
17¼	43	45	48	50	53	55	58	60			
18	45	48	50	53	55	58	60				
19	48	50	53	55	58	60					
20	50	53	55	58	60						
21	53	55	58	60							
22	55	58	60								
23	58	60									
24	60										