









# Alois

Maximaal comfort op  
een minimum hoogte



# Technische informatie Alois

							
breedte	lengte	min. positie	max. positie	hoek hoofdsteun	hoek knieknik	hoek voetsteun	gebruikers gewicht
107 cm	207 cm	20 cm	72 cm	65°	16°	30°	140 kg

Afmetingen in cm, gewicht in kg, hoek in graden.

Afwijkingen in maten en gewicht (1,5 cm, 1,5 kg, 1,5°) zijn mogelijk



## Comfortabel en praktisch

Met de elektronische besturing regelt u eenvoudig de:

- Hoogte
- Hoofdsteun
- Knieknik (het voetgedeelte kan ook nog eens manueel versteld worden)

De 4 wielen kunnen apart geblokkeerd worden. Het bed kan op eenvoudige wijze gedemonteerd en getransporteerd worden. De zelfoprichter (4 mogelijke posities) en de onrusthekken worden standaard meegeleverd.

## Aangepast aan uw behoeftes

Al meer dan 50 jaar speelt Vermeiren een belangrijke rol in de wereld van toebehoren voor thuisverzorging. Hierbij streven we permanent naar een perfecte invulling van uw specifieke behoeften.

## N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



**VERMEIREN**  
Grensverleggend in mobiliteit

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

