

708 D

Standaard & lichte manuele rolstoelen



Een absolute klassieker op het vlak van manuele rolstoelen. Praktisch en comfortabel, de 708D is uw ideale manuele rolstoel voor dagdagelijks gebruik.

Gebruiksvriendelijk en robuust vergrendelings-systeem voor de armsteunen

Optionele snel afneembare achterwielen

Wegklapbare en afneembare armsteunen voorzien van lange armleggers

Een set extra wieltjes aan de voetplaten zorgen voor extra bescherming van uw muren en meubilair



S 708D S

De rolstoel met verlaagde zithoogte werd speciaal ontworpen voor kleinere personen. Tevens ideaal voor hemiplegiepatiënten als trippelrolstoel.



T30 T30 versie

De duwwagen heeft achteraan kleine wielen (12" 1/2), waardoor hij (met een begeleider) zowel binnen als buiten kan worden gebruikt.




AMP AMP versie (ampute versie)

(verstelling achteras: 70 mm)
Om het gewichtsverlies van de benen op te vangen, werden de assen van de achterwielen verder naar achteren gebouwd. Door deze verplaatsing van het zwaartepunt loopt men niet het risico dat de rolstoel achteroverkantelt.



HEM2 Hemiplegie versie

Hemiplegie versie (instelbaar links/rechts)
Met de twee grijpvoetjes, die zich aan één kant van de rolstoel bevinden, kan u de rolstoel met slechts één hand voortbewegen en besturen. Door het eenvoudig omdraaien van het systeem kunnen de grijpvoetjes links of rechts worden aangebracht.



550	280	390	210	510	430	400-540	430	1100	18	120
580	280	430	210	510	430	400-540	430	1100	18	120
600	280	440	210	510	430	400-540	430	1100	19	120
620	280	460	210	510	430	400-540	430	1100	19	120
640	280	480	210	510	430	400-540	430	1100	19	120
660	280	500	210	510	430	400-540	430	1100	19	120

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (1,5 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

