

708 kids

Manuele kinderrolstoelen



Model 708 kids

Compacte en robuuste kinderrolstoel vervaardigd uit staal. De achterwielen werden iets verder naar achteren geplaatst voor een betere stabiliteit. Voorzien van het Quickrelease systeem voor het snel en eenvoudig afnemen van de achterwielen.




Achterwielen voorzien van het Quickrelease systeem



Ergonomische remhandvatten

Snel afneembare achterwielen

Kleine wieltjes aan de voetplaten beschermen meubilair en muren tijdens het gebruik.



500
550

310
310

330
370

170
170

510
510

420
420

210-310
210-310

350
350

980
980

18
18

70
70

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.