



## EXTREEM GEBRUIKSVRIENDELIJK EN HOOGWAARDIGE HUIDBESCHERMING



### Hoogwaardige huidbescherming en gelijkmatige herverdeling van druk

### Extreem makkelijk in gebruik

### Ondersteunt bekken en bovenbenen voor een stabiele zithouding

De Vicair 4 heeft 4 identieke individuele compartimenten die comfort, hoogwaardige huidbescherming en zitondersteuning bieden. De gebruiker zinkt in het kussen en wordt omhuld door de SmartCell-vulling, voor een stabiele zithouding en gelijkmatige drukverdeling. De Vicair 4 voegt zich automatisch naar de lichaamscontouren, zelfs bij geringe bekkenscheefstand. Het is extreem makkelijk en veilig in gebruik. Altijd correct geplaatst, volledig machinewasbaar en hulp bij vocht- en temperatuurregulatie door de geperforeerde stof, en kleurlabels om snel te zien of kussen en hoes dezelfde maat zijn.

#### PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus	▲▲▲▲▲
Herverdeling druk	▲▲▲▲▲
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲▲
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲△
Schok- en trildemping	▲▲▲▲▲

<b>Positioneren</b>	▲▲▲▲△
Laterale stabiliteit	▲▲▲▲△
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Bepert onderuit schuiven	▲▲▲▲▲
Manuele aanpassing mogelijk	△△△△△
Transfer-gemak	▲▲▲▲△

<b>Onderhoud &amp; Veiligheid</b>	▲▲▲▲▲
Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲▲▲
Onderhoudsarm	▲▲▲▲▲
Hygiëne	▲▲▲▲△

<b>Functionaliteit &amp; Toepassing</b>	▲▲▲▲▲
Comfort	▲▲▲▲▲
Laag kussengewicht	▲▲▲▲▲
Beschikbare maten	▲▲▲△△
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲▲
Lage zithoogte	▲▲▲▲△
Automatische aanpassing	▲▲▲△△

#### TE GEBRUIKEN BIJ

Artrose, Reuma, pijn bij zitten, huidproblematiek, geriatrische problematiek, NAH, OI, spierziekten, immobiliteit, Dwarslaesie, Spina Bifida, Caudalaesie, Parkinson, kyfose, scoliose, alle situaties waarbij ontzorgen van de mantel- en professionele zorg gewenst is

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte	8 cm / 3 1/4"
Gemiddeld gewicht	0,8 kg / 1.8 lbs
Max. gebruikersgewicht	250 kg / 551 lbs
Verkrijgbare maten	Zie de maattabel

#### KUSSENMATEN

- Verkrijgbaar
- Niet verkrijgbaar

Inch	breedte					
	16	17	18	19	20	
	CM	40	43	45	48	50
16	40	■				
17	43		■			
18	45			■		
19	48				■	
20	50					■