

Bedden

De Luna bedden zijn stijlvolle, hoogwaardige 4 delige elektrische bedden die standaard geleverd worden met afstandsbediening en houten onrusthekken over de gehele lengte van het bed.

Compleet met een zelf-oprichter voor extra gebruiksgemak.




LUNA BASIC

breedte: 1030 mm
lengte: 2150 mm
min. hoogte: 400 mm
max. hoogte: 805 mm
inclinatie hoofd: 83°
inclinatie knie: 31,7°
inclinatie voeten: -14,8°
gebruikersgewicht: 140 kg

LUNA

breedte: 1030 mm
lengte: 2150 mm
min. hoogte: 400 mm
max. hoogte: 805 mm
inclinatie hoofd: 83°
inclinatie knie: 31,7°
inclinatie voeten: -14,8°
gebruikersgewicht: 140 kg




385

breedte: 460 mm
lengte : 590 mm
lengte (tafel uitgeklap): 1250 mm
hoogte: 910 mm
gewicht: 35 kg



PRATIC

breedte: 1030 mm
lengte: 2080 mm
min. hoogte: 360 mm
max. hoogte: 790 mm
inclinatie hoofd: 83°
inclinatie knie: 31,7°
inclinatie voeten: -14,8°
gebruikersgewicht: 135 kg



LUNA DELUXE

breedte: 1030 mm
lengte: 2150 mm
min. hoogte: 400 mm
max. hoogte: 805 mm
inclinatie hoofd: 83°
inclinatie knie: 31,7°
inclinatie voeten: -14,8°
gebruikersgewicht: 140 kg



LUNA ULTRALOW

breedte: 1030 mm
lengte: 2240 mm
min. hoogte: 200 mm
max. hoogte: 600 mm
inclinatie hoofd: 83°
inclinatie knie: 31,7°
inclinatie voeten: -14,8°
gebruikersgewicht: 140 kg

377

hoogte: 650 - 940 mm
lengte: 810 mm
breedte: 430 mm
geplooid: 570 x 850 mm
groot tafelblad: 620 x 410 mm
belasting tafelblad: max. 10 kg

