

SCOOTERS

NOUVELLE ÉDITION



VERMEIREN
we care for you

- 01 eris
- 02 ceres
- 03 carpo
- 04 carpo_{xd}
- 05 PTIONS

FABRIQUÉ EN EUROPE

QUALITÉ ET FLEXIBILITÉ

Chez **VERMEIREN**, nous sommes très fiers de la fabrication méticuleuse de nos gammes de scooters Eris, Ceres et Carpo, produits ici même en Europe. Il ne s'agit pas seulement d'un choix de fabrication, mais d'un témoignage de notre engagement en faveur de l'excellence, de la qualité et de la fiabilité.

EXPERTISE ET EXPÉRIENCE

Chaque scooter de notre gamme est fabriqué avec une attention inébranlable aux détails et à la qualité. Notre processus de production, réalisé par notre main-d'œuvre qualifiée, est enraciné dans des décennies d'expertise. De la phase de conception initiale aux touches finales, chaque étape est méticuleusement exécutée pour s'assurer que nos scooters non seulement répondent aux normes les plus élevées, mais les dépassent.

PRODUCTION LOCALE, IMPACT GLOBAL

Lorsque vous choisissez un scooter Eris, Ceres ou Carpo, vous n'achetez pas seulement un moyen de transport; vous investissez dans la production européenne, la qualité et la fiabilité. Rejoignez-nous pour découvrir la différence qu'apporte un produit fabriqué avec passion, expertise et un engagement envers l'excellence.



eris

Le scooter Eris est votre scooter d'intérieur et d'extérieur pour de courtes distances vers les magasins, les amis ou la famille.

Il est équipé de clignotants et d'un éclairage à LED. Le panier shopping est détachable, vous pouvez donc l'emporter avec vous lors de l'achat de petits articles dans votre épicerie locale.

10
km/h

Gris
umbra

Ivoire
clair

Argent

Rouge



AFFICHAGE

Affichage facile à utiliser

PANIER

Détachable

COLONNE DE DIRECTION

Réglable pour plus de confort de conduite

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE LED

Système de clignotants LED avant et arrière

SUSPENSION

Amortisseurs pour une expérience de conduite plus fluide

SIÈGE PIVOTANT

Équipé d'une grande poche à l'arrière

VITESSE MAX
Jusqu'à
10 km/h

AUTONOMIE
Jusqu'à
37 km

CHARGE MAX
Jusqu'à
140 kg



INFORMATIONS TECHNIQUES

Largeur totale	570 mm
Longueur totale	1185 mm
Hauteur totale	1150 mm
Hauteur d'assise	450-500 mm
Giration	2900 mm
Rayon d'action*	30-37 km
Puissance	320 W
Vitesse*	10 km/h
Weight	75 kg
Charge max.	140 kg
Batteries	2x12V - 50Ah

* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne.

* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%).

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5". Sous réserve de modifications techniques.
Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

ceres

Ceres SE est un scooter d'extérieur qui combine harmonieusement design, qualité et confort, offrant l'équilibre optimal pour les trajets quotidiens en termes d'utilisation, de confort et de performances.

15
km/h

Gris umbra

Ivoire clair

Argent

Rouge



AFFICHAGE

Affichage facile à utiliser



PANIER

Détachable



COLONNE DE DIRECTION

Adjustable for greater comfort



SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE LED

Système de clignotants LED avant et arrière



SIÈGE PIVOTANT ET RÉGLABLE

Pour plus de confort, équipé d'un appui-tête amovible



SUSPENSION

Amortisseurs pour une expérience de conduite plus fluide



VITESSE MAX
Jusqu'à
15 km/h

AUTONOMIE
Jusqu'à
30 km

CHARGE MAX
Jusqu'à
140 kg



INFORMATIONS TECHNIQUES

Largeur totale	620 mm
Longueur totale	1300 mm
Hauteur totale	1280 mm
Hauteur d'assise	450-500 mm
Giration	2800 mm
Rayon d'action*	30 km
Puissance	650 W
Vitesse*	15 km/h
Weight	106 kg
Charge max.	140 kg
Batteries	2x12V - 50Ah

* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne.

* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%).

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.

Sous réserve de modifications techniques.

Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

carpo

Carpo SE est un scooter d'extérieur moderne conçu pour une utilisation quotidienne, offrant le meilleur confort et les meilleures performances pour les trajets prolongés par tous les temps. Il arbore une apparence sportive entièrement équipée.

15
km/h

Gris umbra

Ivoire clair

Argent

Rouge

ACCOUDOIRS RÉGLABLES

Réglables en hauteur et en largeur pour plus de confort



AFFICHAGE LCD ET CONNEXION USB

Connexion USB pour charger le smartphone, affichage LCD facile à utiliser

PANIER

Détachable

GRANDE GARDE AU SOL

Pour la meilleure expérience de conduite en extérieur

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

Système de clignotants avant et arrière

SIÈGE PIVOTANT

Pour plus de confort, équipé d'un appui-tête amovible

VITESSE MAX

Jusqu'à
15 km/h

AUTONOMIE

Jusqu'à
45 km

CHARGE MAX

Jusqu'à
150 kg



INFORMATIONS TECHNIQUES

Largeur totale	660 mm
Longueur totale	1535 mm
Hauteur totale	1390 mm
Hauteur d'assise	480-555 mm
Giration	2000 mm
Rayon d'action*	45 km
Puissance	750 W
Vitesse*	15 km/h
Weight	144 kg
Charge max.	150 kg
Batteries	2x12V - 80Ah

* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne.

* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%).

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. Sous réserve de modifications techniques.
Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

carpo^{xd}

La version XD est spécialement conçue pour offrir les meilleures performances et la meilleure expérience de conduite sur les routes de montagne et les routes vallonnées. Notre rapport de vitesse intelligemment programmé offre un couple et une stabilité exceptionnels, ce qui vous permet de rouler en toute confiance, même en cas d'utilisation prolongée dans des conditions difficiles.

13
km/h

Gris umbra

Ivoire clair

Argent

Rouge

ACCOUDOIRS RÉGLABLES

Réglables en hauteur et en largeur pour plus de confort



AFFICHAGE LCD ET CONNEXION USB

Connexion USB pour charger le smartphone, affichage LCD facile à utiliser

PANIER

Détachable

GRANDE GARDE AU SOL

Pour la meilleure expérience de conduite en extérieur

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

Système de clignotants avant et arrière

SIÈGE PIVOTANT

Pour plus de confort, équipé d'un appui-tête amovible

VITESSE MAX
Jusqu'à
13 km/h

AUTONOMIE
Jusqu'à
57 km

CHARGE MAX
Jusqu'à
150 kg



INFORMATIONS TECHNIQUES

Largeur totale	660 mm
Longueur totale	1535 mm
Hauteur totale	1390 mm
Hauteur d'assise	480-555 mm
Giration	4020 mm
Rayon d'action*	57 km
Puissance	750 W
Vitesse*	13 km/h
Weight	144 kg
Charge max.	150 kg
Batteries	2x12V - 100Ah

* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne.

* Vitesse et rayon d'action peuvent varier (ca. 15%).

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. Sous réserve de modifications techniques.

Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS

VERMEIREN offre une large gamme d'accessoires pour votre scooter. Du porte-béquilles à la housse protection, optimisez l'utilisation de votre scooter avec une sélection de nos options.

	Eris	Ceres SE	Carpo SE Carpo XD
• SW31	●	●	●
• B83		●	●
• SW06		●	●
• SW03		●	●
• SW83		●	●
• SH08	●	●	●
• SW09		●	●
• SW84		●	●
• MOVO		●	●



SW31
Porte béquille



B83
Porte-obus



SH08
Housse de protection



SW09
Pare-brise



SW06
Porte rollator



SW03
Top case



SW84
Repose-pied rehaussé



SW83
Support pour bouteille
d'oxygène



mevo

evolution



LA PROTECTION ULTIME 4 SAISONS POUR SCOOTERS



Developed in Canada

Developed and designed by Quebec engineers.

PEU IMPORTE LE TEMPS

Movo vous protège tout d'abord du soleil mais aussi de toutes les conditions météorologiques. Combinant un tissu protecteur contre la pluie, un pare-brise et une visière, elle protège également contre le froid et le vent.

POUR VOTRE SCOOTER

Grâce à une installation ingénieuse utilisant l'attelage sous le siège, la protection Movo est compatible avec la plupart des modèles de scooters de mobilité **VERMEIREN**, y compris les modèles Ceres et Carpo.

UNE PROTECTION QUI SE TRANSFORME EN CABINE EN UN INSTANT

Grâce à sa technologie rétractable, elle n'a pas besoin d'être abaissée en permanence. Vous pouvez choisir la position qui vous convient en fonction du temps. Vous avez donc l'option : canopée et cabine avec le même produit.



INSTALLATION ULTRA-RAPIDE

Vous pouvez installer ou retirer la protection Movo en moins de 10 secondes. C'est ultra-rapide.



FACILE À ASSEMBLER

Un manuel de montage détaillé et une vidéo de montage précise sont disponibles sur notre site web, vous permettant de monter la canopée en moins de 15 minutes. Une fois assemblée, l'installation peut être complétée en moins de 10 secondes.



DESIGN COMPACT

La largeur du Movo est de 74 cm, ce qui lui permet de passer par toutes les ouvertures, même les petites portes intérieures.



ULTRA-LEGER

Avec un poids total de 87 kg (19 lbs), Movo peut être facilement installé par une seule personne.



Pour plus d'information, prenez-contact avec
votre revendeur local.

SA VERMEIREN SA

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



VERMEIREN

we care for you