

SCOOTERS

NIEUWE EDITIE



VERMEIREN
we care for you

- 01 eris
- 02 ceres
- 03 carpo
- 04 carpo_{xd}
- 05  OPTIES

GEMAAKT IN EUROPA

VERHOOGDE KWALITEIT EN FLEXIBILITEIT

Bij **VERMEIREN** zijn we enorm trots op het nauwgezette vakmanschap van onze Eris, Ceres en Carpo scooters die hier in Europa worden geproduceerd. Dit is niet zomaar een productiekeuze; het is een bewijs van onze toewijding aan uitmuntendheid, kwaliteit, en betrouwbaarheid.

EXPERTISE EN ERVARING

Elke scooter in ons assortiment is gemaakt met een focus op detail en kwaliteit. Ons productieproces, uitgevoerd door onze vakkundige medewerkers, is geworteld in tientallen jaren expertise. Van de eerste ontwerpfase tot de afwerking, elke stap wordt nauwgezet uitgevoerd om ervoor te zorgen dat onze scooters niet alleen voldoen aan de hoogste normen, maar deze zelfs overtreffen.

LOKALE PRODUCTIE, WERELDWIJDE IMPACT

Als je kiest voor een scooter zoals Eris, Ceres of Carpo, dan koop je niet zomaar een vervoersmiddel; je investeert in Europees vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid. Ervaar samen met ons het verschil van een product dat is gemaakt met passie, expertise, en een toewijding aan excellentie.



eris

De Eris scooter is jouw in- en outdoor scooter voor korte afstanden naar de winkel, vrienden of familie. Compleet met richtingaanwijzers en LED-verlichting. Het boodschappenmandje is afneembaar zodat je het kunt meenemen bij het kopen van kleine boodschappen bij de plaatselijke supermarkt.

10
km/u



Umbragrijs



Lichtivoor



Zilver



Rood



DISPLAY

Gebruiksvriendelijk display



BOODSCHAPPENMAND

Afneembaar



STUURKOLOM

Verstelbaar voor meer rijcomfort



LED-VERLICHTINGSSYSTEEM

LED-knipperlichtsysteem voor en achter met richtingaanwijzers



VERING

Geïntegreerde schokdemping voor een soepelere rijervaring



DRAAIENDE STOEL

Uitgerust met een grote zak achteraan

MAX SNELHEID
Tot
10 km/u

ACTIERADIUS
Tot
37 km

MAX BELASTING
Tot
140 kg



TECHNISCHE GEGEVENS

Totale breedte	570 mm
Totale lengte	1185 mm
Totale hoogte	1150 mm
Zithoogte	450-500 mm
Draaicirkel	2900 mm
Actieradius*	30-37 km
Motor	320 W
Snelheid*	10 km/u
Gewicht	75 kg
Gebruikersgewicht	140 kg
Batterijen	2x12V - 38Ah/50Ah

*De actieradius is berekend volgens Europese normen.
*Snelheid en rijbereik kunnen afwijken (ca. 15%).

Maten in mm, gewicht in kg.
Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie.
Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

ceres

Ceres SE is een binnen- en buitenscooter waarin design, kwaliteit en comfort harmonieus samengaan en die qua gebruiksvriendelijkheid, comfort en prestaties de optimale balans biedt voor alledaagse ritten.



DISPLAY

Gebruiksvriendelijk display



BOODSCHAPPENMAND

Afneembaar



STUURKOLOM

Verstelbaar voor meer rijcomfort



LED-VERLICHTINGSSYSTEEM

LED-knipperlichtsysteem voor en achter met richtingaanwijzers



VERING

Geïntegreerde schokdemping voor een soepelere rijervaring



DRAAIBARE EN VERSTELBARE STOEL

Voor meer comfort, uitgerust met een afneembare hoofdsteun

• MAX. SNELHEID •
Tot
15 km/u

• ACTIERADIUS •
Tot
48 km

• MAX. BELASTING •
Tot
140 kg



TECHNISCHE GEGEVENS

Totale breedte	620 mm
Totale lengte	1300 mm
Totale hoogte	1280 mm
Zithoogte	450-500 mm
Draaicirkel	2800 mm
Actieradius*	30-48 km
Motor	450 of 650 W
Snelheid*	10 of 15 km/u
Gewicht	106 kg
Gebruikersgewicht	140 kg
Batterijen	2x12V - 38Ah/50Ah

*De actieradius is berekend volgens Europese normen. *Snelheid en rijbereik kunnen afwijken (ca. 15%).

Maten in mm, gewicht in kg.
Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie.
Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

carpo

Carpo SE is een moderne buitenscooter ontworpen voor dagelijks gebruik, met het beste comfort en de beste prestaties voor lange ritten in alle weersomstandigheden. Hij heeft een volledig uitgerust, sportief uiterlijk.

15
km/u



VERSTELBARE ARMSTEUNEN

Verstelbaar in hoogte en breedte voor meer comfort



DRAAIBARE EN VERSTELBARE STOEL

Voor meer comfort, uitgerust met een afneembare hoofdsteen



VERLICHTINGSSYSTEEM

Knipperlichtsysteem voor en achter met richtingaanwijzers



GROTE BODEMVRIJHEID

Voor de beste rijervaring buitenshuis



BOODSCHAPPENMAND

Afneembaar



LCD DISPLAY EN USB-AANSLUITING

USB-aansluiting voor een oplader van je smartphone, gebruiksvriendelijk LCD-scherm

MAX SNELHEID •
Tot
15 km/u

ACTIERADIUS •
Tot
45 km

MAX BELASTING •
Tot
150 kg



TECHNISCHE GEGEVENS

Totale breedte	660 mm
Totale lengte	1535 mm
Totale hoogte	1390 mm
Zithoogte	480-555 mm
Draaicirkel	2000 mm
Actieradius*	45 km
Motor	750 W
Snelheid*	15 km/u
Gewicht	144 kg
Gebruikersgewicht	150 kg
Batterijen	2x12V - 80Ah

*De actieradius is berekend volgens Europese normen. *Snelheid en rijbereik kunnen afwijken (ca. 15%).

Maten in mm, gewicht in kg.
Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie.
Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

carpo^{xd}

De XD-versie is speciaal ontworpen voor de beste prestaties en rijervaring op wegen in bergachtige en heuvelachtige gebieden.

Onze slim geprogrammeerde versnellingsverhouding zorgt voor een uitzonderlijke koppel en stabiliteit. Hierdoor kan je vol vertrouwen rijden, zelfs tijdens langdurig gebruik in uitdagende omstandigheden.

13
km/u



Umbragrijs



Lichtivoor



Zilver



Rood



VERSTELBARE ARMSTEUNEN

Verstelbaar in hoogte en breedte voor meer comfort



LCD DISPLAY EN USB-AANSLUITING

USB-aansluiting voor een oplader van je smartphone, gebruiksvriendelijk LCD-scherm



BOODSCHAPPENMAND

Afneembaar



GROTE BODEMVRIJHEID

Voor de beste rijervaring buitenshuis



VERLICHTINGSSYSTEEM

Knipperlichtsysteem voor en achter met richtingaanwijzers



DRAAIBARE EN VERSTELBARE STOEL

Voor meer comfort, uitgerust met een afneembare hoofdsteen



MAX SNELHEID
Tot
13 km/u

ACTIERADIUS
Tot
57 km

MAX BELASTING
Tot
150 kg



TECHNISCHE GEGEVENS

Totale breedte	660 mm
Totale lengte	1535 mm
Totale hoogte	1390 mm
Zithoogte	480-555 mm
Draaicirkel	4020 mm
Actieradius*	57 km
Motor	750 W
Snelheid*	13 km/u
Gewicht	144 kg
Gebruikersgewicht	150 kg
Batterijen	2x12V - 100Ah

*De actieradius is berekend volgens Europese normen. *Snelheid en rijbereik kunnen afwijken (ca. 15%).

Maten in mm, gewicht in kg.
Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie.
Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

OPTIES

VERMEIREN biedt een breed assortiment accessoires voor je scooter. Van krukhouder tot scooterhoes, optimaliseer het gebruik van je scooter met een selectie van onze opties.

	Eris	Ceres SE	Carpo SE Carpo XD
• SW31	●	●	●
• SW83		●	●
• SW06		●	●
• SW03		●	●
• SW83		●	●
• SH08	●	●	●
• SW09		●	●
• SW84		●	●
• MOVO		●	●



SW31
Krukkenhouder



SW83
Zuurstoffleshouder



SH08
Afdekhoes



SW09
Windscherm



SW06
Rollatorhouder



SW03
Opbergkoffer met slot



SW84
Verhoogde voetplaat



SW83
Zuurstofbakhouder



mevo

evolution



DE ULTIEME 4 SEIZOENEN OVERKAPPING VOOR SCOOTERS



Developed in Canada

Developed and designed by Quebec engineers.

ONGEACHT HET WEER

De Movo-overkapping beschermt je niet alleen tegen de zon, maar ook tegen alle andere weersomstandigheden. Hij combineert een beschermende stof tegen regen, een windscherm, een zonneklep en biedt tevens bescherming tegen kou en wind.

VOOR UW SCOOTER

Dankzij een ingenieus systeem dat wordt bevestigd onder de zitting, is de Movo-overkapping compatibel met de meeste scooters van **VERMEIREN**, waaronder de Ceres, Carpo en Mercurius.

EEN OVERKAPPING DIE IN EEN HANDOMDRAAI VERANDERT IN EEN CABINE

Dankzij de intrekbare technologie hoeft hij niet altijd uitgeklaapt te worden. Je kunt de positie kiezen die bij je past, afhankelijk van het weer. Je hebt dus de keuze tussen een overkapping en een cabine met hetzelfde product.



SUPERSNELLE INSTALLATIE

Je kan de Movo-overkapping in minder dan 10 seconden installeren of verwijderen. Het is supersnel.



GEMAKKELIJK TE MONTEREN

Een gedetailleerde montagehandleiding en een nauwkeurige montagevideo zijn beschikbaar op onze website zodat je de overkapping in minder dan 15 minuten kunt monteren. Eenmaal gemonteerd, kan de installatie in minder dan 10 seconden worden voltooid.



COMPACT DESIGN

De breedte van de Movo-overkapping is 74 cm, waardoor hij door alle openingen past, zelfs door kleine binnendeuren.



ULTRALICHT

Met een totaalgewicht van 8,7 kg (19 lbs) kan de Movo-overkapping eenvoudig door één persoon worden geïnstalleerd.



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

NV VERMEIREN nv

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



VERMEIREN
we care for you