



Verso



Client: _____

Commission: _____

Numéro d'art.: _____

Remarques: _____


Tous les prix s'entendent hors TVA		(Prix Public)
S = Standard O = Option sans suppl. de prix □ = Option av. suppl. de prix	CHF 3'650.00	

SPÉCIFICATION

VERSION DE BASE

Hauteur du siège	500 mm	S		
Roues avant	200 x 50 mm anti-crevaisson, noir	S		
Roues motrices	12" anti-crevaisson, noir	S		
PH04	Poignées de poussée réglables en hauteur	S		
B18	Bandes de talon (paire)	S		
B24DL 5 cm	Coussin 3D NET respirant noir	S		
B58	Ceinture de sécurité avec fermeture rapide	S		




SET DE MONTAGE ROUES 24"

SE44P	Set roues 24" noir PU, freins à genou inclus (prémonté)	□	CHF	290.00	
-------	---	---	-----	--------	--

ROUES

	Roues arrière à pneus gonflables	□	CHF	120.00	
	Roues avant et arrière à pneus gonflables	□	CHF	180.00	


COMMANDES

Contrôleur	Commande standard	S			
	droite	□		-	
	gauche	O		-	
SE53	Support pliable pour contrôleur <i>- incompatible avec SE44P (roues 24")</i> <i>- uniquement avec l'accoudoir Bi5</i>	□	CHF	90.00	
SE 08	Fixation du contrôleur sur le dossier de siège	□	CHF	150.00	
E SE 47	Repose-poignet pour l'unité de contrôle SE08	□	CHF	120.00	

MOTEUR / BATTERIE

	2 x 250 W 12,8 Ah - 24V Li-ion	S			
	2 x 250 W 17,5 Ah - 24V Li-ion	□	CHF	300.00	

LARGEUR D'ASSISE

	390 mm	O		-	
	420 mm	O		-	
	440 mm	O		-	
	460 mm	O		-	
	480 mm	O		-	
	500 mm	O		-	





PROFONDEUR D'ASSISE				
	420 mm	<input type="radio"/>	-	
	440 mm	<input type="radio"/>	-	
	460 mm	<input type="radio"/>	-	
	480 mm	<input type="radio"/>	-	






ACCOUDOIRS				
Bi5	Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur Repose-bras en mousse PU	<input type="checkbox"/>	S	
B02	Accoudoirs amovibles et rabattables longs Repose-bras en mousse PU	<input type="checkbox"/>	CHF 100.00	
B03	Accoudoirs amovibles et rabattables courts Repose-bras en mousse PU	<input type="checkbox"/>	CHF 100.00	
B04DL	Accoudoirs amovibles, rabattables et réglables en hauteur Repose-bras en mousse PU	<input type="checkbox"/>	CHF 150.00	




MANCHETTES D'ACCOUDOIRS				
B660	Manchette gouttière			
	droite	<input type="checkbox"/>	CHF 140.00	
	gauche	<input type="checkbox"/>	CHF 140.00	
B66M	Support pour bras hémiplégique			
	droite	<input type="checkbox"/>	CHF 330.00	
	gauche	<input type="checkbox"/>	CHF 330.00	
B66ML	Support pour bras hémiplégique - Version longue			
	droite	<input type="checkbox"/>	CHF 410.00	
	gauche	<input type="checkbox"/>	CHF 410.00	
B66MA	Support pour bras hémiplégique - Version anatomique			
	droite	<input type="checkbox"/>	CHF 350.00	
	gauche	<input type="checkbox"/>	CHF 350.00	
B66MAL	Support pour bras hémiplégique - Version anatomique longue			
	droite	<input type="checkbox"/>	CHF 420.00	
	gauche	<input type="checkbox"/>	CHF 420.00	





REPOSE-PIEDS				
B06	Repose-pieds amovibles (la paire)	<input type="checkbox"/>	S	
BK6	Repose-pieds monobloc (en une seule pièce)	<input type="checkbox"/>	CHF 180.00	
BZ8	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur			
	droite	<input type="checkbox"/>	CHF 210.00	
	gauche	<input type="checkbox"/>	CHF 210.00	





COULEURS					
Cadre					
C76	Blanc	<input type="radio"/>	-		
C77	Noir	<input type="radio"/>	-		
Accents de couleur					
C76	Blanc	<input type="radio"/>	-		
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	CHF 50.00		
C53G	Orange	<input type="checkbox"/>	CHF 50.00		
C85G	Vert	<input type="checkbox"/>	CHF 50.00		

DOSSIER				
	Dos en nylon ajustable avec 4 sangles velcro	S		
L14	Dossier anatomique Rembourrage Soft-Touch noir	<input type="checkbox"/>	CHF 240.00	
L14	Dossier anatomique Rembourrage en similicuir noir	<input type="checkbox"/>	CHF 240.00	
L34	Coussin de dossier préformé Rembourrage Soft-Touch noir	<input type="checkbox"/>	CHF 270.00	

ASSISE				
B24DL 5cm	Assise fixe filet Coussin 3D NET respirant noir	S		
B24DLVI	Coussin d'assise viscoélastique 5 cm Coussin 3D NET respirant noir	<input type="checkbox"/>	CHF 120.00	
L15	Assise anatomique ferme Rembourrage Soft-Touch noir	<input type="checkbox"/>	CHF 240.00	
L15	Assise anatomique ferme Rembourrage en similicuir noir	<input type="checkbox"/>	CHF 240.00	
L35	Coussin d'assise préformé Rembourrage Soft-Touch noir	<input type="checkbox"/>	CHF 270.00	

OPTIONS APPUIE-TÊTE				
L55	Appuie-tête réglable individuellement (y compris barre de poussée B90)	<input type="checkbox"/>	CHF 420.00	
L58	Appui-tête réglable en hauteur et en profondeur (en continu) (y compris barre de poussée B90)	<input type="checkbox"/>	CHF 530.00	
L58C	Appuie-tête réglable en hauteur, largeur, profondeur et rotation (y compris barre de poussée B90)	<input type="checkbox"/>	CHF 595.00	

OPTIONS GÉNÉRALES				
B15	Table en plexi <i>non compatible avec les accoudoirs type B66</i>			
	Contrôleur à droite	<input type="checkbox"/>	CHF 250.00	
	Contrôleur à gauche	<input type="checkbox"/>	CHF 250.00	
B19	Bandeau de pied			
	droite	<input type="checkbox"/>	CHF 50.00	
	gauche	<input type="checkbox"/>	CHF 50.00	
B20	Ceinture de sécurité (supplémentaire)	<input type="checkbox"/>	CHF 60.00	
B21	Support mollet - large	<input type="checkbox"/>	CHF 90.00	

OPTIONS GÉNÉRALES					
B31	Porte-béquilles <i>incompatible avec SE44P</i>	<input type="checkbox"/>	CHF	45.00	
B52	Porte-sérum	<input type="checkbox"/>	CHF	135.00	
B90	Barre de poussée	<input type="checkbox"/>	CHF	120.00	
L04TS	Pelote latérale PETITE				
	droite	<input type="checkbox"/>	CHF	160.00	
	gauche	<input type="checkbox"/>	CHF	160.00	
LO4TL	Pelote latérale GRANDE				
	droite	<input type="checkbox"/>	CHF	160.00	
	gauche	<input type="checkbox"/>	CHF	160.00	
E SE 46	Housse de rangement pour roues 24" noir PU	<input type="checkbox"/>	CHF	190.00	
	Batterie supplémentaire 12,8 Ah (sans chargeur)	<input type="checkbox"/>	CHF	700.00	
	Batterie supplémentaire 17,5 Ah (sans chargeur)	<input type="checkbox"/>	CHF	950.00	
	Chargeur supplémentaire (pour les deux batteries)	<input type="checkbox"/>	CHF	180.00	

Tous les prix sont des prix de détail recommandés en CHF et n'incluent pas la TVA.
Les prix peuvent varier pour les commandes de pièces de rechange (voir la liste des prix actuels).
Nos conditions générales s'appliquent. Sous réserve de modifications ou d'erreurs techniques.