



Verso

Fauteuil roulant électrique à propulsion,
6 km/h, siège adaptable, nombreuses options
et accessoires.



Agence de Phalempin :
Tel : 03.28.55.07.98
Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :
Tel : 04.73.60.82.40
Fax : 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

PRESCRIPTION MÉDICALE :

VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN
non-inclinable code LPP : 9122124

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

JE CHOISIS MA VERSION :



DOSSIER FIXE :

Prix Public HT : **2561,91€**
Prix Public TTC : **2702,81€**

LPP (code 9122124*) :
2702,81€



DOSSIER INCLINABLE :

PROCHAINEMENT DISPONIBLE

CONFIGURATION STANDARD :

- Hauteur d'assise 50 cm
- Roues avant 200x50 PU Noir
- Roues arrières 12" PU Noir
- Dossier réglable en tension 4 sangles **inclus**
- Motorisation 250W **incluse**
- Poignées de poussée ajustables en hauteur PH04 **incluses**
- Sangles cale-talon B18 **incluses**
- Coussin d'assise noir - revêtement 3D Net B24DL 5cm **indus**
- Ceinture de sécurité B58 **incluse**

OPTION : 2 en 1 !

OPTION : (SE44P) Kit Roues 24" noires PU
livré pré-monté hauteur d'assise 50cm



TARIF :

Prix Public HT : **183,33€**
Prix Public TTC : **193,41€**

JE CHOISIS CETTE OPTION :



OPTION SE46 • PROTECTION POUR KIT ROUES 24" :



TARIF :

Prix Public HT : **179€**
Prix Public TTC : **188,85€**



Besoin d'un VERSO en urgence ?

VERSO STOCK - LIVRAISON EXPRESS

Version 1 (taille 44 cm) :

- Assise :
Largeur 44 cm
Profondeur 44 cm
Hauteur 50 cm
Coussin B24DL
- Accoudoirs Bi5
- Commande à droite
- Repose-pieds B06
- Coloris châssis C77 Noir
- Accent de couleur C76 Blanc
- Batterie 12,8 Ah - 24V
- Roues avant et arrière bandage

Version 2 (taille 46 cm) :

- Assise :
Largeur 46 cm
Profondeur 46 cm
Hauteur 50 cm
Coussin B24DL
- Accoudoirs Bi5
- Commande à droite
- Repose-pieds B06
- Coloris châssis C77 Noir
- Accent de couleur C76 Blanc
- Batterie 12,8 Ah - 24V
- Roues avant et arrière bandage

Prix Public HT : **2561,91€**
Prix Public TTC : **2702,81€**
LPP (code 9122124*) : **2702,81€**



**JE PASSE
COMMANDE**


Version 1
Taille 44 cm
ref 4059286



**JE PASSE
COMMANDE**

Version 2
Taille 46 cm
ref 4055802



		Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP			
ASSISE								
Largeur d'assise								
39 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-			
42 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-			
44 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-			
46 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-			
48 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-			
50 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-			
Profondeur d'assise (réglable)								
42 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-			
44 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-			
46 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-			
48 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-			
ACCOUDOIRS (options montées sur le fauteuil)								
Bi5	Accoudoirs Bi5	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 Bi5	
B02	Accoudoirs longs amovibles et rabattables	<input type="checkbox"/>	83,00 €	87,57 €	-	-	 B02	
B03	Accoudoirs amovibles et rabattables	<input type="checkbox"/>	83,00 €	87,57 €	-	-	 B03	
MANCHETTES GOUTTIERES (options montées sur le fauteuil)								
B66O	Manchette gouttière orientable						 B66O	
	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-		
	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-		
MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES (options montées sur le fauteuil)								
		Gauche	Droite					
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	 B66M/ B66OM
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	 B66ML/ B66OML
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	 B66MA/ B66OMA
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	 B66MAL/ B66OMAL
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	
REPOSE-PIEDS								
B06	Repose-pieds amovibles (paire)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 B06	
BK6	Repose-pieds palette monobloc	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-	 BK6	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
REPOSE-JAMBES							
BZ8	Paire de Repose-jambes ajustables et inclinables	<input type="checkbox"/>	200,50 €	211,53 €	-	-	 BZ8
DOSSIER							
	Dossier réglable en tension (4 sangles) revêtement nylon	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 dossier standard
L14 soft touch	Dossier anatomique fixe, revêtement soft touch noir	<input type="checkbox"/>	259,17 €	273,42 €	-	-	 L14 soft
L14 cuir artificiel	Dossier anatomique fixe, revêtement cuir artificiel noir	<input type="checkbox"/>	131,94 €	139,20 €	-	-	 L14 cuir
L34	Coussin de dossier préformé, revêtement soft touch noir	<input type="checkbox"/>	152,97 €	161,38 €	-	-	 L34
ASSISE							
B24DL	Toile d'assise standard + coussin B24DL	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
L15 soft touch	Assise anatomique fixe, revêtement soft touch noir	<input type="checkbox"/>	259,17 €	273,42 €	-	-	 L15 soft
L15 cuir artificiel	Assise anatomique fixe, revêtement cuir artificiel noir	<input type="checkbox"/>	131,94 €	139,20 €	-	-	 L15 cuir
L35	Coussin d'assise préformé, revêtement soft touch noir	<input type="checkbox"/>	152,97 €	161,38 €	-	-	 L35
ROUES							
	Roues PU Bandages à l'avant et à l'arrière (standard)	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-			
	Roues PU Bandages à l'avant et Gonflables à l'arrière	<input type="checkbox"/>	75,00 €	79,13 €			
	Roues Gonflables à l'avant et à l'arrière	<input type="checkbox"/>	119,00 €	125,55 €			
COLORIS							
Châssis principal							
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
C77	Noir	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
Accents de couleur							<p>Accents de couleur Les accents de couleur de votre fauteuil sont visibles sur les fourches des roues avant, sur le logo du châssis et du bloc moteur ainsi que sur les poignées</p> 
-	Blanc (standard)	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	39,00 €	41,15 €	-	-	
C53G	Orange Brillant	<input type="checkbox"/>	39,00 €	41,15 €	-	-	
C85G	Vert électrique brillant	<input type="checkbox"/>	39,00 €	41,15 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
COMMANDE							
	Standard <i>(inversion possible sans pièce supplémentaire avec accouvoirs Bi5)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
	à droite	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 SE53
	à gauche	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE53	Pantographe escamotable à l'extérieur <i>incompatible avec roues 24", uniquement avec accouvoirs Bi5</i>	<input type="checkbox"/>	75,00 €	79,13 €	-	-	
SE08	Fixation de commande à l'arrière sur le dossier ref 1920515 <i>obligatoirement avec B90</i>	<input type="checkbox"/>	84,85 €	89,52 €	35,71 €	9322410	 ESE47
ESE47	Support de poignet pour commande à l'arrière <i>(obligatoirement avec SE08)</i>	<input type="checkbox"/>	67,50 €	71,21 €	-	-	
BATTERIE							
	12.8 Ah - 24V Li-ion	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
	17.5 Ah - 24V Li-ion	<input type="checkbox"/>	242,42 €	255,77 €	-	-	
APPUI-TÊTE							
L55B	Appui-nuque <i>(obligatoirement avec B90 pour les tailles 39 à 46)</i>	<input type="checkbox"/>	79,00 €	83,35 €	-	-	 L55B
L58	Appui-tête ajustable en hauteur et profondeur	<input type="checkbox"/>	171,91 €	181,37 €	-	-	 L58
L58C	Appui-tête ajustable en hauteur, profondeur et translation	<input type="checkbox"/>	314,82 €	332,14 €	-	-	 L58C
EQUIPEMENTS & OPTIONS - options montées sur le fauteuil							
B15	Tablette en plexiglas <i>(incompatible avec manchettes gouttières)</i>	<input type="checkbox"/>	134,62 €	142,02 €	-	-	 B15
B19	Sangle de pied						 B19
	à gauche	<input type="checkbox"/>	23,33 €	24,61 €	-	-	
	à droite	<input type="checkbox"/>	23,33 €	24,61 €	-	-	
B31	Porte béquille <i>incompatible avec roues 24"</i>	<input type="checkbox"/>	27,71 €	29,23 €	-	-	 B20
B58	Ceinture de sécurité standard	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	 B31
B20	Ceinture de sécurité additionnelle	<input type="checkbox"/>	33,44 €	35,28 €	-	-	 B24DLVI
B24DLVI	Coussin d'assise confort à mémoire de forme	<input type="checkbox"/>	90,00 €	94,95 €	-	-	
B42	Filet de rangement sur le dossier	<input type="checkbox"/>	15,87 €	16,74 €	-	-	 B52
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>	96,66 €	101,98 €	-	-	
B90	Barre de poussée <i>(standard en largeur 48 et 50 cm)</i>	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-	
SE19	Kit éclairage <i>(non compatible avec roues 24" SE44P)</i> NOUVEAU	<input type="checkbox"/>	292,00 €	308,06 €	-	-	
L04TS	Pelote de dos - longueur 135 x hauteur 70 mm						 L04TS
	Droite	<input type="checkbox"/>	129,00 €	136,10 €	-	-	
	Gauche	<input type="checkbox"/>	129,00 €	136,10 €	-	-	
L04TL	Pelote de dos - longueur 165 x hauteur 100 mm						 L04TL
	Droite	<input type="checkbox"/>	135,00 €	142,43 €	-	-	
	Gauche	<input type="checkbox"/>	135,00 €	142,43 €	-	-	

Batterie additionnelle 12.8 Ah (sans chargeur) ref 1918834	<input type="checkbox"/>	440,48 €	528,58 €	-	-
Batterie additionnelle 17.5 Ah (sans chargeur) ref 1919283	<input type="checkbox"/>	630,95 €	757,14 €	-	-
Chargeur additionnel (identique pour les 2 batteries) ref 1919284	<input type="checkbox"/>	100,00 €	120,00 €	-	-

Pensez à nos rampes pliables ultra-pratiques !



Prix Public HT : **329€**
 Prix Public TTC : **347,10€**



JE PASSE COMMANDE
 Paire de rampes 692



longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Rampes livrées avec
leurs housses !

TOTAL :			
----------------	--	--	--

Commentaires :