



# Verso

Fauteuil roulant électrique à propulsion,  
6 km/h, siège adaptable, nombreuses options  
et accessoires.



Agence de Phalempin : Agence de Courron :  
Tel : 03.28.55.07.98 Tel : 04.73.60.82.40  
Fax : 03.20.90.28.89 Fax : 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

### PRESCRIPTION MÉDICALE :

VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN  
non-inclinable code LPP : 9122124

\*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

### VERSION STANDARD :

- Hauteur d'assise 50 cm
- Roues avant 200 x 50 PU Noir
- Roues arrières 12" PUNoir
- Dossier réglable en tension 4 sangles **inclus**
- Motorisation 250W **incluse**
- Poignées de poussée ajustables en hauteur PH04 **incluses**
- Sangles cale-talon B18 **incluses**
- Coussin d'assise noir - revêtement 3D Net B24DL5cm **inclus**
- Ceinture de sécurité B58 **incluse**



#### TARIF :

Prix Public HT : **2561,91€**  
Prix Public TTC : **2702,81€**

LPP (code 9122124\*) :  
**2702,81€**

JE CHOISIS CETTE VERSION :



### OPTION : 2 en 1 !

OPTION : (SE44P) Kit Roues 24" noires PU  
livré pré-monté hauteur d'assise 50cm



#### TARIF :

Prix Public HT : **183,33€**  
Prix Public TTC : **193,41€**

JE CHOISIS CETTE OPTION :



OPTION SE44P • PROTECTION POUR KIT ROUES 24" :



#### TARIF :

Prix Public HT : **179€**  
Prix Public TTC : **188,85€**



## Besoin d'un VERSO en urgence ?

### VERSO STOCK - LIVRAISON EXPRESS

#### Version 1 (taille 44 cm) :

- Assise :  
Largeur 44 cm  
Profondeur 44 cm  
Hauteur 50 cm  
Coussin B24DL
- Accoudoirs Bi5
- Commande à droite
- Repose-pieds B06
- Coloris châssis C77 Noir
- Accent de couleur C76 Blanc
- Batterie 12,8 Ah - 24V
- Roues avant et arrière bandage

#### Version 2 (taille 46 cm) :

- Assise :  
Largeur 46 cm  
Profondeur 46 cm  
Hauteur 50 cm  
Coussin B24DL
- Accoudoirs Bi5
- Commande à droite
- Repose-pieds B06
- Coloris châssis C77 Noir
- Accent de couleur C76 Blanc
- Batterie 12,8 Ah - 24V
- Roues avant et arrière bandage

Prix Public HT : **2561,91€**  
Prix Public TTC : **2702,81€**  
LPP (code 9122124\*) : **2702,81€**



JE PASSE  
COMMANDE

Version 1  
Taille 44 cm  
ref 4059286



JE PASSE  
COMMANDE

Version 2  
Taille 46 cm  
ref 4055802



Prix public HT | Prix public TTC | LPPR | Code LPP

### ASSISE

#### Largeur d'assise

44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	


#### Profondeur d'assise (réglable)

42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
<b>ACCOUDOIRS</b> (options montées sur le fauteuil)							
Bi5	Accoudoirs Bi5	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 Bi5
B02	Accoudoirs longs amovibles et rabattables	<input type="checkbox"/>	83,00 €	87,57 €	-	-	 B02
B03	Accoudoirs amovibles et rabattables	<input type="checkbox"/>	83,00 €	87,57 €	-	-	 B03

<b>MANCHETTES GOUTTIERES</b> (options montées sur le fauteuil)								
B66O	Manchette gouttière orientable							 B66O
	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-		
	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-		

<b>MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES</b> (options montées sur le fauteuil)								
		<b>Gauche</b>		<b>Droite</b>				
B66M	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	 B66M/ B66OM
B66ML	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	 B66ML/ B66OML
B66MA	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66MAL	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	 B66MA/ B66OMA
B66OM	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	
B66OML	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	 B66MAL/ B66OMAL
B66OMA	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66OMAL	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	

<b>REPOSE-PIEDS</b>							
B06	Repose-pieds amovibles (paire)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 B06  BK6
BK6	Repose-pieds palette monobloc	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-	

<b>REPOSE-JAMBES</b>							
BZ8	Paire de Repose-jambes ajustables et inclinables	<input type="checkbox"/>	200,50 €	211,53 €	-	-	 BZ8

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
<b>DOSSIER</b>							
	Dossier réglable en tension (4 sangles) revêtement nylon	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 dossier standard
L14 soft touch	Dossier anatomique fixe, revêtement soft touch noir	<input type="checkbox"/>	259,17 €	273,42 €	-	-	 L14 soft
L14 cuir artificiel	Dossier anatomique fixe, revêtement cuir artificiel noir	<input type="checkbox"/>	131,94 €	139,20 €	-	-	 L14 cuir
L34	Coussin de dossier préformé, revêtement soft touch noir	<input type="checkbox"/>	152,97 €	161,38 €	-	-	 L34

<b>ASSISE</b>							
B24DL	Toile d'assise standard + coussin B24DL	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
L15 soft touch	Assise anatomique fixe, revêtement soft touch noir	<input type="checkbox"/>	259,17 €	273,42 €	-	-	 L15 soft
L15 cuir artificiel	Assise anatomique fixe, revêtement cuir artificiel noir	<input type="checkbox"/>	131,94 €	139,20 €	-	-	 L15 cuir
L35	Coussin d'assise préformé, revêtement soft touch noir	<input type="checkbox"/>	152,97 €	161,38 €	-	-	 L35

<b>ROUES</b>							
	Roues PU Bandages à l'avant et à l'arrière (standard)	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	
	Roues PU Bandages à l'avant et Gonflables à l'arrière	<input type="checkbox"/>	75,00 €	79,13 €	-	-	
	Roues Gonflables à l'avant et à l'arrière	<input type="checkbox"/>	119,00 €	125,55 €	-	-	

<b>COLORIS</b>							
<b>Châssis principal</b>							
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
C77	Noir	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
<b>Accents de couleur</b>							<p><b>Accents de couleur</b> Les accents de couleur de votre fauteuil sont visibles sur les fourches des roues avant, sur le logo du châssis et du bloc moteur ainsi que sur les poignées</p> 
-	Blanc (standard)	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	39,00 €	41,15 €	-	-	
C53G	Orange Brillant	<input type="checkbox"/>	39,00 €	41,15 €	-	-	
C85G	Vert électrique brillant	<input type="checkbox"/>	39,00 €	41,15 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP		
<b>COMMANDE</b>								
	<b>Standard</b> <i>(inversion possible sans pièce supplémentaire avec accouvoirs Bi5)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-		
	à droite	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 SE53	
	à gauche	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-		
SE53	Pantographe escamotable à l'extérieur	<input type="checkbox"/>	75,00 €	79,13 €	-	-		
SE08	Fixation de commande à l'arrière sur le dossier <i>ref 1920515 obligatoirement avec B90</i>	<input type="checkbox"/>	84,85 €	89,52 €	35,71 €	9322410	 ESE47	
ESE47	Support de poignet pour commande à l'arrière <i>(obligatoirement avec SE08)</i>	<input type="checkbox"/>	67,50 €	71,21 €	-	-		
<b>BATTERIE</b>								
	12.8 Ah - 24V Li-ion	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-		
	17.5 Ah - 24V Li-ion	<input type="checkbox"/>	242,42 €	255,77 €	-	-		
<b>APPUI-TÊTE</b>								
L55B	Appui-nuque <i>(obligatoirement avec B90)</i>	<input type="checkbox"/>	60,10 €	63,41 €	-	-	 L55B	
L58	Appui-tête ajustable en hauteur et profondeur	<input type="checkbox"/>	171,91 €	181,37 €	-	-	 L58	
L58C	Appui-tête ajustable en hauteur, profondeur et translation	<input type="checkbox"/>	314,82 €	332,14 €	-	-	 L58C	
<b>EQUIPEMENTS &amp; OPTIONS - options montées sur le fauteuil</b>								
B15	Tablette en plexiglas <i>(incompatible avec manchettes gouttières)</i>	<input type="checkbox"/>	134,62 €	142,02 €	-	-	 B15	
B19	Sangle de pied						 B19	
	à gauche	<input type="checkbox"/>	23,33 €	24,61 €	-	-		
	à droite	<input type="checkbox"/>	23,33 €	24,61 €	-	-		
B31	Porte béquille <i>incompatible avec roues 24"</i>	<input type="checkbox"/>	27,71 €	29,23 €	-	-	 B31	
B58	Ceinture de sécurité standard	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	 B58	
B20	Ceinture de sécurité additionnelle	<input type="checkbox"/>	33,44 €	35,28 €	-	-	 B24DLVI	
B24DLVI	Coussin d'assise confort à mémoire de forme	<input type="checkbox"/>	90,00 €	94,95 €	-	-		
B42	Filet de rangement sur le dossier	<input type="checkbox"/>	15,87 €	16,74 €	-	-		
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>	96,66 €	101,98 €	-	-	 B52	
B90	Barre de poussée <i>(standard en largeur 48 et 50 cm)</i>	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-		
L04TS	Pelote de dos - longueur 135 x hauteur 70 mm						 L04TS	
		Droite	<input type="checkbox"/>	129,00 €	136,10 €	-		-
		Gauche	<input type="checkbox"/>	129,00 €	136,10 €	-		-
L04TL	Pelote de dos - longueur 165 x hauteur 100 mm						 L04TL	
		Droite	<input type="checkbox"/>	135,00 €	142,43 €	-		-
		Gauche	<input type="checkbox"/>	135,00 €	142,43 €	-		-
	Batterie additionnelle 12.8 Ah (sans chargeur) <i>ref 1918834</i>	<input type="checkbox"/>	440,48 €	464,71 €	-	-		
	Batterie additionnelle 17.5 Ah (sans chargeur) <i>ref 1919283</i>	<input type="checkbox"/>	630,95 €	665,65 €	-	-		
	Chargeur additionnel (identique pour les 2 batteries) <i>ref 1919284</i>	<input type="checkbox"/>	100,00 €	105,50 €	-	-		

4

Le prix des accessoires indiqué sur cette fiche ne correspond pas au prix facturé lorsqu'ils sont envoyés en tant que pièces détachées.

Dernière modification le 15/07/2024

## Pensez à nos rampes pliables ultra-pratiques !



Prix Public HT : 329€  
Prix Public TTC : 347,10€



**JE PASSE COMMANDE**  
Paire de rampes 692



longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Rampes livrées avec  
leurs housses !

TOTAL :

--	--	--	--

Commentaires :