





<h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">Verso</h1>		
<p>Electro pour l'intérieur</p>		<p>N° client : Référence : Date :</p>


S = Standard | O = option sans supplément | □ = option avec supplément | - = pas possible

VERSION STANDARD					
		votre choix:	prix tva incl.		
Prix de vente modèle standard :			€ 3.058,98		
H siège	50 cm	S			
roues av.	200 x 50 PU zwart	S			
roues ar.	12" PU zwart	S			
PH04	Poignées réglables en hauteur	S			
B18	Arrêtes-talon	S			
B58	Ceinture de sécurité	S			
COMMANDE					
	Droit	O			
	Gauche	O			
BATTERIES					
	12.8 Ah - 24V Li-ion	S			
	17.5 Ah - 24V Li-ion	□	€ 229,50		
LARGEUR de SIEGE					
	39 cm	O			
	42 cm	O			
	44 cm	O			
	46 cm	S			
	48 cm	O			
	50 cm	O			
PROFONDEUR de SIEGE					
	42 cm	O			
	44 cm	S			
	46 cm	O			
	48 cm	O			
ACCOUDOIRS					
Bi5	Accoudoirs, réglables en hauteur, pp	S			
REPOSE PIEDS					
B06	Repose-pieds amovibles, pp	S			
BK6	Repose-pied d'une pièce	O			
BZ8	Repose-jambes de confort, pp	□	€ 343,08		




Sous réserve de modifications techniques
 prix en € - tva 6% incl.
 prix valables jusqu'au 31/12/2024
 Revision 07/10/2024
 p. 1]



COULEUR					
Couleur cadre					
C76	blanc	<input type="radio"/>			
C77	noir	<input checked="" type="radio"/>			
Accent					
C76	Wit	<input type="radio"/>			
C79	Bleu	<input type="radio"/>			
C53G	Orange	<input checked="" type="radio"/>			
C85G	Vert	<input type="radio"/>			

DOSSIER					
L46	Dossier souple en nylon avec 2 straps	<input checked="" type="checkbox"/>			
L34	Dossier anatomique de confort - SOFT	<input type="checkbox"/>	€	275,96	
30°	30° - dossier réglable à verrin à gaz	<input type="checkbox"/>	€	372,92	

SIEGE					
net	Siège souple en canvas + coussin B24DL 5 cm	<input checked="" type="checkbox"/>			
L35	Siège anatomique de confort - SOFT	<input type="checkbox"/>	€	261,05	

OPTIONS pour ROUES AVANT et ARRIERE					
	Roues avant 200 x 50 PU noir - arrière 12" AIR noir	<input type="checkbox"/>	€	130,28	
	Roues avant 200 x 50 AIR noir - arrière 12" AIR noir	<input type="checkbox"/>	€	202,98	

REPOSE-TÊTE B90 incl.)					
L55	Repose-tête	<input type="checkbox"/>	€	223,75	
L58	Repose-tête, réglable en largeur et rotatif	<input type="checkbox"/>	€	223,75	
L58C	Repose-tête, réglable en largeur et rotatif, confort	<input type="checkbox"/>	€	223,75	

OPTIONS					
SE08	Conduite pour tierce personne arrière (incl. B90)	<input type="checkbox"/>	€	97,74	
SE 19	Lumières avant et arrière	<input type="checkbox"/>	€	378,42	
SE47	Support de poignet pour SE08	<input type="checkbox"/>	€	159,00	
SE53	Conduite escamotable (pas possible avec SE44)	<input type="checkbox"/>	€	128,19	
B15	Tablette en PVC	<input type="checkbox"/>	€	238,67	
B19	Sangles cale-pieds	<input type="checkbox"/>	€	32,82	
B31	Porte-béquille (pas possible avec SE44)	<input type="checkbox"/>	€	35,69	
B42	Filet d'achat	<input type="checkbox"/>	€	24,43	
B52	Porte-sérum	<input type="checkbox"/>	€	130,94	
B90	Poignée pour pousser (=standard 48cm et 50cm)	<input type="checkbox"/>	€	89,04	
L04TS	Pelote de dos, nouveau O Links O Rechts	<input type="checkbox"/>	€	120,83	
L04TL	Pelote de dos, nouveau O Links O Rechts	<input type="checkbox"/>	€	120,83	

OPTIONS - à commander séparément et livré séparément					
1918834	Extra - batterie 12.8 Ah (sans chargeur)	<input type="checkbox"/>	€	383,18	
1919283	Extra - batterie 17.5 Ah (sans chargeur)	<input type="checkbox"/>	€	542,86	
1920255	SE44 Kit 24" roues en noir PU + freins	<input type="checkbox"/>	€	228,34	
1920561	SE 46 Housse pour kit roues 24" (pas avec SE53)	<input type="checkbox"/>	€	153,00	

Sous réserve de modifications techniques

prix en € - tva 6% incl.

prix valables jusqu'au 31/12/2024

Revision 07/10/2024

p. 2]